

Кроличья Поликлональная Антитела Против Nhlh1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q02575

Артикул: CM0024139

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок NHLH1 (helix-loop-helix protein 1, bHLHa35). Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ELISA. Специфичны для образцов человека; идеальны для исследований в области нейробиологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NHLH1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HEN1; NSCL; NSCL1; bHLHa35; NHLH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4807
GeneID	4807
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-60 человеческого NHLH1 (NP_005589.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q02575
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом