

Поликлональное Антитело Против Nhirc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q6Vvb1

Артикул: CM0027417

введение

Поликлональное антитело против NHLRC1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Нацелено на убиквитинлигазу E3 малин, участвующую в метаболизме гликогена и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NHLRC1
Примечания/Альтернативные названия	ЕРМ2А; ЕРМ2В; МАЛИН; bA204B7.2; NHLRC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	378884
GeneID	378884
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-280 белка NHLRC1 человека (NP_940988.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6VVB1
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом