

Моноклональное Антитело Против Nhlrc1/Malin Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q6Vvb1

Артикул: CM0008825

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого белка NHLRC1/Malin, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Рекомбинантный иммуноген, прогнозируемый вес 42 кДа. Идеально подходит для исследований нейродегенерации и эпилепсии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NHLRC1/Malin Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	378884
ID гена	378884
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 79-280 человеческого NHLRC1 (NP_940988.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6VVB1
Вес белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом