

Поликлональные Антитела Кролика Против Nid1 Для Вб, Ифа - P14543

Артикул: CM0030254

введение

Поликлональные антитела кролика к NID1 (pAb), валидированные для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА в образцах человека. Направлены против нидогена-1/энтактина, необходимого для исследования целостности базальной мембраны и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NID1 кроличья pAb
Примечания/Альясы	NID; NID1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4811
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 110-400 человеческого NID1 (NP_002499.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14543
Молекулярная масса белка	136 кДа
Доставка	Аккумулятор холода