


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Nifk Для Вб И Ифа — Q9Byg3

Артикул: CM0016773



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого NIFK (Norr34/MKI67IP), валидированы для ВБ и ИФА, проявляют перекрестную реактивность с мышинными и крысиными белками. Идеально подходят для исследования нуклеоярных белков и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NIFK кроличыи пАнт
Примечания/Альтернативные названия	Norr34, MKI67IP, NIFK
Вид	Человек
ID гена (человек)	84365
ID гена	84365
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 180-260 человеческого NIFK (NP_115766.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BYG3
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник