

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ninhein (Nin/Sckl7) Для Вб, Игк-П, Ифа — Q8N4C6

Артикул: CM0028844

введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого Ninhein (NIN/SCKL7).
Валидировано для ВБ, ИГК-П, ИФА.
Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования центросом и микротрубочек. SWISS: Q8N4C6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NIN Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SCKL7; NIN
Вид	Человек
GeneID	51199
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-287 человеческого NIN (NP_891991.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N4C6
Молекулярная масса белка	243 кДа
Доставка	Холодильный пакет