

Поликлональные Антитела Кролика Против Ninj1 Для Wb И Ифа — O70131

Артикул: CM0030495



введение

Поликлональные антитела кролика против мышинового NINJ1 (Нинджурин-1), подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Распознают N-концевой регион (а.о. 1-152). Идеально подходит для изучения клеточной смерти, воспаления и нейробиологии на мышинных моделях.

[Узнать больше](#)

Название продукта	NINJ1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NIN1; NINJURIN
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4814
GeneID	18081
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-152 мышинового NINJ1 (NP_038638.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O70131
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	С хладагентом