

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ninj1 Для Вб, Ифа - Q92982

Артикул: CM0023781



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого Ниндюрина-1 (NINJ1). Валидирована для ВБ и ИФА; перекрестно реагирует с людьми, мышами и крысами. Подходит для исследований программированной клеточной гибели, воспаления и повреждения нервов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	NINJ1 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	NIN1; NINJURIN; NINJ1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4814
ID гена	4814
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого NINJ1 (NP_004139.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92982
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Айс-пак