

Кроличье Поликлональное Антитело Против Nlnl Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y2I6

Артикул: CM0028044

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого нинен-подобного белка (NINL), пригодное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально для исследований цитоскелета и центриолей. - Q9Y2I6

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NINL Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NLP; NINL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22981
ID гена	22981
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого NINL (NP_079452.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Y2I6
Молекулярная масса белка	156 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике