

Поликлональное Кроличье Антитело Против NipSnap1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Bpw8

Артикул: CM0019458

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого NIPSNAP1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения митофагии и дисфункции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NIPSNAP1
Примечания/синоним	NIPSNAP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8508
GeneID	8508
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70–145 человеческого NIPSNAP1 (NP_003625.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Bpw8
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом