

Кроличья Поликлональная Антитело К Nkd1 Для Вб, Ифа - Q969G9

Артикул: CM0024187

введение

Кроличья поликлональная антитело к NKD1 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, направленная на белок NKD1 человека. Подходит для исследований сигнального пути Wnt. Поставляется CamelBio для удовлетворения потребностей в сырье для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NKD1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	Naked1; NKD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	85407
ID гена	85407
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q969G9
Молекулярная масса белка	52кДа
Доставка	Холодовой пакет