

Моноклональное Антитело Anti-Nkx2-1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P43699

Артикул: CM0005316

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело anti-NKX2-1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения тиреоидного транскрипционного фактора-1 (TTF-1) в развитии щитовидной железы и легких.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NKX2-1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7080
GeneID	7080
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 20-110 человеческого NKX2-1 (NP_003308.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43699
Молекулярный вес белка	39 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент