

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Nkx2-1 Для Ihc-P, Elisa - P43699

Артикул: CM0006658

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к Anti-NKX2-1, валидированное для IHC-P и ELISA, подходящее для исследований щитовидной железы и легких; перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеальное сырье для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NKX2-1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	BCH; BNC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTС1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7080
ID гена	7080
Иммуноген	Рекомбинантный белок NKX2-1 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43699
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом