

Поликлональное Антитело Против Nkx2-2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95096

Артикул: CM0030595

введение

Кроличье поликлональное антитело NKX2-2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим белком. Мишень является транскрипционным активатором, участвующим в развитии бета-клеток поджелудочной железы и нейрональном наведении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против NKX2-2
Примечания/Альтернативные названия	NKX2B; NKX2.2; NKX2-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4821
GeneID	4821
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 102-201 человеческого NKX2-2 (NP_002500.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95096
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом