

Кроличья Поликлональная Антитела Против Nkx2-5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P52952

Артикул: CM0027513



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок NKX2-5 (CSX), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Подходят для исследований развития сердца и селезенки, а также для изучения врожденных пороков сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NKX2-5 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CSX; CSX1; VSD3; CHNG5; HLH52; NKX2E; NKX2.5; NKX4-1; NKX2-5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1482
GeneID	1482
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 человеческого белка NKX2-5 (NP_004378.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52952
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом