

Анти-Nkx3-2 Кроличья Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P78367

Артикул: CM0029732

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого NKX3-2, подходящее для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с NKX3-2 мыши и крысы. Идеально подходит для изучения созревания хондроцитов, развития скелета и морфогенеза кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NKX3-2 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	SMMD; BAPX1; NKX3B; NKX3.2; NKX3-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	579
GeneID	579
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого NKX3-2 (NP_001180.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78367
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент