

Моноклональное Антитело Против Nkx3.1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии И Elisa - Q99801

Артикул: CM0006465



введение

Кроличье моноклональное антитело против NKX3.1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA. Распознает NKX3.1 человека, мыши и крысы. Предсказанная молекулярная масса 26 кДа. Подходит для исследований рака простаты и процессов развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NKX3.1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	NKX3; VAPX2; NKX3A; NKX3.1
Вид	Человек
GeneID	4824
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 белка NKX3.1 человека (NP_006158.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99801
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом