

Поликлональное Антитело Против Nkx3.1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q99801

Артикул: CM0021049



введение

Кроличье поликлональное антитело против NKX3.1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Подходит для образцов человека и мыши, идеально для исследований развития предстательной железы и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NKX3.1
Примечания/синонимы	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4824
GeneID	4824
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-80 человеческого NKX3.1 (NP_006158.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q99801
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом