

Кроличье Моноклональное Антитело Против Nkx3.1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99801

Артикул: CM0002181



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против NKX3.1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий NKX3.1, простат-специфичный транскрипционный фактор-супрессор опухолей. Идеально для исследований рака простаты и разработки диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NKX3.1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	NKX3; VAPX2; NKX3A; NKX3.1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4824
GeneID	4824
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-234 человеческого NKX3.1 (Q99801)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99801
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом