

Поликлональные Антитела Против Nkx6-1 Для Вб, Игх-П, Ифа - P78426

Артикул: CM0023661

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против NKX6-1, валидированные для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Направлены на транскрипционный фактор, необходимый для развития бета-клеток и моторных нейронов. Идеально подходят для исследований в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NKX6-1 кроличьи пАб
Примечания/алиасы	NKX6A; NKX6.1; NKX6-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4825
ID гена	4825
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78426
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет