

Поликлональное Антитело Против Nln (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Byt8

Артикул: CM0014004



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NLN (нейролизина), митохондриальной металлопротеазы. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белком. Полезно для изучения деградации нейропептидов и каннабиноидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLN Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MEP; MOP; AGTBP; EP24.16; NLN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57486
GeneID	57486
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 630-704 человеческого NLN (NP_065777.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9BYT8
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом