


Поликлональные Антитела Против Nlrc4 Для Wb - Q3Up24

Артикул: CM0023086



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NLRC4 для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Реагируют с человеческим, мышиным, крысиным (SWISS: Q3UP24) белками. Подходят для исследований инфламмасом и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRC4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	58484
GeneID	268973
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 71-170 мышинного NLRC4. (NP_001028539.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q3UP24
Молекулярный вес белка	116кДа
Доставка	Сумка со льдом