

Анти-Nlrc4 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Npp4

Артикул: CM0030849



введение

NLRC4 поликлональные антитела кролика для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Валидированы для человека, мыши, крысы. Белок 4 семейства NLR, содержащий CARD-домен, ключевой компонент инфламмосомы в врожденном иммунитете. Идеально подходят для иммунодетекции и исследований цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRC4 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Вид	Человек
GeneID (человек)	58484
GeneID	58484
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 85-170 человеческого NLRC4 (NP_001186067.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPP4
Молекулярный вес белка	116кДа
Доставка	Сумка со льдом