

Поликлональные Антитела К Nlrc5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86Wi3

Артикул: CM0022786

введение

Кроличы поликлональные антитела против NLRC5, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий NLRC5 и перекрестно реагируют с мышиным. Идеально подходят для изучения сигнальных путей NF-каппа-В и интерферона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRC5 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Вид	Человек
GeneID (человек)	84166
GeneID	84166
Иммуноген	Рекомбинантный белок NLRC5 человека
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q86Wi3
Молекулярный вес белка	205кДа
Доставка	Сумка со льдом