

Кроличье Поликлональное Антитело Против Nlr5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Wi3

Артикул: CM0020682

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NLRC5 (NOD4, NOD27, CLR16.1), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально для изучения сигнальных путей NF-kB/IFN во врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRC5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Вид	Человек
ID гена	84166
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого NLRC5 (NP_115582.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q86Wi3
Молекулярная масса белка	205 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом