

Поликлональное Антитело Кролика Против Nlrp10 - Q86W26

Артикул: CM0023575



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий NLRP10 (NALP10). Подходит для вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований врожденного иммунитета и воспалительных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NLRP10 (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	NOD8, PAN5, PYNOD, NALP10, CLR11.1, NLRP10
Вид	Человек
ID гена	338322
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого NLRP10 (NP_789791.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86W26
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом