

Анти-Nlrp11 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - P59045

Артикул: CM0014905

введение

Кроличий поликлональный антитело к NLRP11 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) в образцах человека, нацеленное на белок, содержащий домены NACHT, LRR и PYD, участвующий в воспалении. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRP11 кроличий pAb
Примечания/Псевдонимы	NOD17; PAN10; NALP11; PYPAF6; PYPAF7; CLR19.6; NLRP11
Вид	Человек
GeneID	204801
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P59045
Молекулярный вес белка	118 кДа
Доставка	Сумка со льдом