


## Поликлональное Антитело Anti-Nlrp12 Для Wb, Elisa — P59046

Артикул: CM0014326



### введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-NLRP12, валидированное для WB и ELISA у человека, с перекрёстной реактивностью с крысой. NLRP12 является ключевым регулятором воспаления, ингибирующим сигнальные пути NF-κB, NOD2 и RIGI. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NLRP12 Rabbit pAb                                                                                                                                           |
| Примечания/синонимы       | RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                     |
| Идентификатор гена        | 91662                                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 862-1061 человеческого NLRP12 (NP_653288.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                     |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                   |
| Перекрёстная реактивность | Крыса                                                                                                                                                       |
| SWISS                     | P59046                                                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 120 кДа                                                                                                                                                     |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                              |