

Анти-Nlrp2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Ифа - Q9Nx02

Артикул: CM0028639



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого NLRP2, подходящая для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает эндогенный NLRP2 в образцах человека и мыши. Полезна для исследований инфламмосомы и сигнального пути NF-kB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NBS1; PAN1; NALP2; PYPAF2; CLR19.9; NLRP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	55655
GeneID	55655
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 665-820 человеческого NLRP2 (NP_060322.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NX02
Молекулярный вес белка	121 кДа
Доставка	В ледяном пакете