


Моноклональное Антитело К Nlrp3 Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q96P20

Артикул: CM0010196



введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий NLRP3 — ключевой сенсор воспалительного инфламасома. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека. Молекулярная масса ~118 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRP3 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	AlI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
Вид	Человек
ID гена (человек)	114548
ID гена	114548
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого NLRP3
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96P20
Молекулярная масса белка	118 кДа
Доставка	Айс-пак