


Моноклональное Антитело Anti-Nlrp3 Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации И Ифа — Q96P20

Артикул: CM0012758



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого NLRP3, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Незаменимый инструмент для изучения активации инфламмосомы NLRP3, секреции IL-1 β /IL-18, пироптоза и дифференцировки Th2-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к NLRP3
Примечания/синонимы	AII; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIA51; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	114548
Идентификатор гена	114548
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100–210 человеческого NLRP3 (NP_004886.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96P20
Молекулярная масса белка	118 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом