


Поликлональное Антитело К Nlrp3 Кролика Для Wb, If/Icc, Ифа — Q96P20

Артикул: CM0015043



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против NLRP3 (криопирин), валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований активации инфламмасом и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRP3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	AlI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	114548
GeneID	114548
Иммуноген	Рекомбинантный белок Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-220 человеческого NLRP3 (NP_001120934.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96P20
Молекулярная масса белка	118 кДа
Доставка	Холодовой пакет