

Поликлональные Антитела Против Nlrp5 Для Вестерн-Блота И Ифа - P59047

Артикул: CM0025773



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на NLRP5 (MATER, NALP5), валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследования подкортикального материнского комплекса и раннего эмбрионального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRP5 кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	MATER, NALP5, PAN11, PYPAF8, CLR19.8, NLRP5
Вид	Человек
GeneID	126206
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 157-256 человеческого NLRP5 (NP_703148.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P59047
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом