


Кроличье Моноклональное Антитело Против Nlrp6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P59044

Артикул: CM0010398



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий NLRP6, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для исследований активации инфламмасомы, врожденного иммунитета и механизмов защиты хозяина. Swiss-Prot: P59044.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против NLRP6
Примечания/Альтернативные названия	AVR; NAVR; PAN3; NALP6; PYPAF5; CLR11.4; NAVR/AVR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	171389
ID гена	171389
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 793-892 человеческого NLRP6 (NP_612202.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P59044
Молекулярная масса белка	99 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом