

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Nlrp6 Для Wb, Elisa — Q91Ws2

Артикул: CM0019991

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на Nlrp6 мыши, для WB и ELISA. Распознаёт Nlrp6 мыши и крысы. Подходит для исследований биологии инфламмасом, иммунитета слизистой оболочки кишечника и взаимодействия хозяина с патогенами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Nlrp6 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	Avr; Navr; Nalp6; Pypaf5; Non-AVR; Navr/Avr; Nlrp6
Вид	Мышь
GeneID	101613
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 124–237 Nlrp6 мыши (NP_598707.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q91WS2
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом