


Анти-Nlrp1 Поликлональные Кроличьи Антитела (Валидировано На Ко) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Ut6

Артикул: CM0022669



введение

Валидированные на нокауте (KO) поликлональные кроличьи антитела, направленные против NLRX1, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для изучения противовирусного врожденного иммунитета, аутофагии и путей активации инфламмасомы NLRP3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] NLRX1 кроличьи pAb
Примечания / Псевдоним	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; X1
Вид	Человек
ID гена	79671
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 87-360 человеческого NLRX1 (NP_001269073.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86UT6
Молекулярный вес белка	108 кДа
Доставка	Сумка со льдом