

Кроличья Поликлональная Антитело К Nmdar1 Для Wb, Ihc, If, Elisa — Q05586

Артикул: CM0030132



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого NMDAR1 (GRIN1, NR1). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным гомологами. Обнаруживает субъединицу NMDA-рецептора с молекулярной массой 105 кДа, критически важную для синаптической пластичности и обучения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NMDAR1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2902
ID гена	2902
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05586
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	Холодовой пакет