


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Nmdar2A Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q12879

Артикул: CM0013316



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-NMDAR2A для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Нацелено на глутаматный рецептор NMDA 2A (GRIN2A, 165 кДа, UniProt Q12879). Идеально подходит для исследований синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело NMDAR2A
Примечания/алиасы	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2903
Идентификатор гена	2903
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1130-1400 человеческого NMDAR2A (NP_000824.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12879
Молекулярная масса белка	165 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом