


Кроличье Поликлональное Антитело Против Nmdar2A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q12879

Артикул: CM0018552



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок NMDAR2A (NR2A, GluN2A), для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований NMDA-рецепторов в нейронауке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против NMDAR2A
Примечания/Альтернативные названия	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
Вид	Человек
ID гена	2903
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1130-1400 человеческого белка NMDAR2A (NP_000824.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q12879
Молекулярная масса белка	165 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом