


Поликлональное Антитело Anti-Nme1/Nm23A Для Wb, If/Icc, Elisa — P15531

Артикул: CM0020965



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NME1/NM23A (нуклеозиддифосфаткиназа А).
Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA.
Обнаруживает полосу 17 кДа; перекрёстно реагирует с белками человека и крысы.
Идеально подходит для исследований метастазирования, метаболизма нуклеотидов и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NME1/NM23A
Примечания/синонимы	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4830
Идентификатор гена	4830
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 10–110 человеческого NME1/NM23A (NP_000260.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P15531
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом