


Кроличья Моноклональная Антитела К Nme1/Nm23A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P15531

Артикул: CM0011258



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого NME1/NM23A (NDKA, NM23-H1). Валидирована для ВБ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований метастазирования опухолей, нуклеозидного метаболизма и клеточной подвижности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NME1/NM23A кроличья моноклональная антитела
Примечания/Альясы	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Вид	Человек
ID гена	4830
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого NME1/NME1/NM23A (P15531).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15531
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающим элементом