


Анти-Nme1/Nm23A Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Артикул: CM0023268



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого NME1/NM23A, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелены на нуклеозиддифосфаткиназу А, ключевой регулятор гомеостаза нуклеотидов, метастазирования и фрагментации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] NME1/NM23A кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; 3A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4830
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 10-110 человеческого NME1/NM23A (NP_000260.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15531
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом