


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Nme1/Nm23A Для Wb, Ihc-P, Elisa — P15531

Артикул: CM0015734



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NME1/NM23A (NDPK A), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Мишень участвует в метаболизме нуклеотидов и ингибировании метастазирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NME1/NM23A
Примечания/синонимы	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4830
Идентификатор гена	4830
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P15531
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Хладопакет