


## Моноклональное Антитело Против Nme2/Nm23B Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P22392

Артикул: CM0010451



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого NME2/NM23B (P22392). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным образцам. Идеально для изучения метаболизма нуклеотидов, регуляции транскрипции и биологии рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | NME2/NM23B Кроличье mAb                              |
| Примечания/Альтернативные названия | PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B |
| Вид                                | Человек                                              |
| GeneID (Человек)                   | 4831                                                 |
| GeneID                             | 4831                                                 |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид                                 |
| Источник                           | Кролик                                               |
| Категория                          | Моноклональные антитела                              |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ELISA                              |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                          |
| SWISS                              | P22392                                               |
| Молекулярная масса белка           | 17 кДа                                               |
| Условия доставки                   | Холодовая упаковка (лед)                             |