

Поликлональные Антитела Против Anti-Nme2/Nm23B Для Wb, Ihc-P, Elisa - P22392

Артикул: CM0029576



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NME2/NM23B, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Обнаруживают белок массой 17 кДа, участвующий в метаболизме нуклеозидов, регуляции транскрипции и сигнальных путях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NME2/NM23B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4831
ID гена	4831
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22392
Молекулярный вес белка	17kDa
Доставка	Сумка со льдом