

Анти-Nme8 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q8N427

Артикул: CM0020076

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого NME8 (NM23-H8/TXNDC3/Sptrx-2), валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышинный NME8 (~67 кДа), идеально подходит для исследований сперматогенеза и цилиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NME8 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	CILD6; DNAI8; SPTRX2; TXNDC3; NM23-H8; sptrx-2; HEL-S-99; NME8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51314
GeneID	51314
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 299-588 человеческого NME8 (NP_057700.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N427
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка со льдом