

Кроличье Моноклональное Антитело Против Nmi Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P) И Ифа - Q13287

Артикул: CM0007427

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого NMI (N-myc-interactor, 35 кДа), подходящее для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Идеально подходит для исследования сигнальных путей врожденного иммунитета, путей STAT и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NMI Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NMI
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9111
GeneID	9111
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13287
Молекулярный вес белка	35 кДа
Доставка	Сумка со льдом