


Поликлональные Антитела Против Nmnat1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Han9

Артикул: CM0028842



введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого NMNAT1. Валидированы для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Ключевой инструмент для изучения метаболизма NAD⁺ и ремоделирования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NMNAT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LCA9, NMNAT, PNAT1, SHILCA, NMNAT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64802
ID гена	64802
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого NMNAT1 (NP_073624.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HAN9
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка-холодильник