

Кроличья Поликлональная Антитела Против Nmnat2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bzq4

Артикул: CM0015600



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NMNAT2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают эндогенный NMNAT2 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения метаболизма NAD+ и поддержания аксонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против NMNAT2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	PNAT2; C1orf15; NMNAT2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23057
GeneID	23057
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-302 человеческого NMNAT2 (NP_733820.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZQ4
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом