

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Nmnat3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q96T66

Артикул: CM0016738



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого NMNAT3 — митохондриального фермента, участвующего в синтезе NAD⁺, защите аксонов и контроле качества белков. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NMNAT3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PNAT3; FKSG76; PNAT-3; NMNAT3
Вид	Человек
Идентификатор гена	349565
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-215 человеческого NMNAT3 (NP_835471.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96T66
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом